

# Dry Keeper

## 기기 사용방법 및 주의사항

### ◆기기사용법

- 1.보관하고자 하는 물질을 잘 라벨링, sealing 처리 하여 보관한다.
- 2.보관 전 최대한 물기를 제거하고 보관

### ◆주의사항

- 1.Dry keeper가 전원이 켜져 있는지 확인
- 2.기기에 부착된 습도계를 확인하여 기능이 유지되고 있는지 확인

❖분석화학실험실 / 기기 담당자: 최민선